


しんわ通信 8月号

今年も暑い夏がやってきました。梅雨をとばし食い気味で始まった夏と、マスク着用で汗の止まらない日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。

突然ですが、私が小学生時分から愛読書「ワン〇ース」もそろそろ佳境に差し掛かってきたということで、今月号ではその「ワンピー〇」の主人公「モン〇ー・D・ルフィ」にちなみ増まして、レンタル商品の「ディ」のつく物を、いえ、「ディ」を与えられた選ばれし者達をご紹介しますと思います。

すっきり手すり クインディ

コンパクトタイプの置き型手すり。ベースが78×46cmなので、狭い場所への設置が可能。重量も18kgで使用時動きにくい。手すりをサイドとセンターに変更可能。



室内用自在手すり ツインディ

力が入りやすい角度に可変できる。介助バーの様にL字で使用したり、ポータブルトイレ等への移乗等、利用者の個別ニーズに対応可能。



片側30cmの左右の手すりが独立して調整できます。60度から300度まで、30度ピッチ






アームサポート手すり メンディ



52×37cmの平面手すりにより、握る必要がなく手・腕・肘で身体を支える事ができる。手すり部分は90度ごとに向きを変えて取付可能。水平方向に3段階スライドも可能。



布団からの立ち座りに！



ソファからも！！



ポータブルトイレ等への移乗も！



支柱が1本なので動作時・移動時の邪魔になりにくいです。



～夏季休暇のお知らせ～



8/7(日)	8/8(月)	8/9(火)	8/10(水)	8/11(木)	8/12(金)	8/13(土)
休	通常営業	通常営業	通常営業	休	通常営業	休
8/14(日)	8/15(月)	8/16(火)	8/17(水)	8/18(木)	8/19(金)	8/20(土)
休	休	通常営業	通常営業	通常営業	通常営業	休



福祉用具のことなら



当社HP

《何かご不明な点等ございましたら、下記にご連絡ください。》

(株)新和メディカル北九州営業所

TEL: 093-618-8772

FAX: 093-618-8773

担当:

携帯: