

しんわ通信



今年もあっという間に一月が終わり、二月へと突入します。全国各地で今までにない最大寒波による降雪で動きにくい一月でした。寒い時期は皆様自宅にこもりがちでやはりポータブルトイレの依頼が増えます。アロン化成さんからポータブルトイレが販売されたのは1972年らしく、今年で50周年目を迎えるそうです。50年も経てば時代の動きに合わせて色々な商品が開発されていますが、最近提案しやすい商品は自動ラップのタイプだと思います。5～6年前に初登場した時は、これまでの排泄物処理の概念を覆す商品に若干二の足を踏んでしまっていました。しかし、感染症の影響もあり非接触ツール等が広まっていく中で、自動ラップタイプも時代に合ったものであるとの認知が高まり、商品提案の幅が広がったように感じます。先述のアロン化成さんより新商品のお知らせがきましたので紹介させていただきます。

安寿 あんじゆ

ポータブルトイレ発売
50th
Anniversary

ポータブルトイレ
FX-30

らくゾウくん



安寿 ポータブルトイレ FX-30 “らくゾウくん”
標準便座 定価 ¥38,500 (税込)

これまでの便利機能はそのままに！新機能も充実！



バケツは持ち上げると柄がロックされます
底部が丸いのでお手入れもし易いです

脚部の前後高さを変える事で腹圧がかかりやすい姿勢で排泄できます



バケツの蓋が便座にもフィットします

移乗・排泄・片付けをサポートする新機能！

座位が不安定な方でも
ゾウくんの耳部分?で身体を支えます！



片手で紙が切れるペーパーホルダー！
ベッド柵にも取付できます！



ゾウくんの上腕部分?のグリップを握ることで
排泄しやすい前傾姿勢を促します！

使用しない場合は、背もたれ裏側の固定ピンを外すと後方へ向けることができます。

ひじ掛け高さが0～30cmまで調整できるようになりました！

ノーマルポジション 0cm、6～24cm (8段階)

0cmにすることで、座位移乗がスムーズ。

業界初6～15cmの脚でも高さを設定できるため、小柄な方でもプッシュアップして立ち上がり動作をアシストできます。

ハイポジション 6cm、12～30cm (8段階)

30cmに設定すると立位移乗での立ち座りに有効。

高めに設定することで姿勢保持が難しい方の身体を支えます。



自動ラップタイプ：2023年2月15日発売開始！！

プラスチック製ポータブルトイレ初の自動ラップタイプ！
脱臭機能付きの自動ラップタイプも業界初！！



新規のお仕事お待ちしております



株式会社 新和メディカル

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 本社 | <input type="checkbox"/> 北九州営業所 | <input type="checkbox"/> 諫早営業所 |
| <input type="checkbox"/> 福岡営業所 | <input type="checkbox"/> 武雄営業所 | <input type="checkbox"/> 大村営業所 |
| <input type="checkbox"/> 福岡西営業所 | <input type="checkbox"/> 佐世保営業所 | <input type="checkbox"/> 長崎営業所 |
| <input type="checkbox"/> 福岡東営業所 | | |

担当:

携帯:



当社HP