

福祉用具貸与・販売事業所 (株)新和メディカル 諫早営業所

しんわ通信 4月号



勉強会へ参加してきました

3月16日に、(株)ニシケン長崎営業所様主催 展示会・勉強会へ参加してきました！
メーカー様から直接、新しい商品の特徴を聞くことでより理解が深まりました。

新入社員の浅田は、とても勉強になった様子😊

また、勉強会などのご要望がございましたら、個別でメーカーさんに相談できます。
ぜひお気軽にご相談ください！

2023年春
発売予定

定番歩行車、リトルターンが 使いやすくなってリニューアル！



リトルターン II

5月開始予定


400単位

リトルターン II KM

5月開始予定

400単位

買い物かごが
安心して載せられる



歩行時はバスケットホルダーを
上げて足元ひろびろ

首振り設定
実践中！！

共通特長

ハンドル高さ 74~96.5cm (10段階)！
調節範囲が幅広くなりました

既存品のハイタイプ・トール 103タイプの対象者を
この一台で対応できるので、男女共にお使いいただけます。

74cm

96.5cm



※身長 145~185cm (目安) の方まで対応

タイヤの首振り設定3通り (3WAY機能)
路面の環境や利用者の歩行能力に応じて設定できます。

360°

左右45°

固定 (直進)



スーパーなど屋内での歩行に。小回りが利きます。

舗装された道路での歩行に。

砂利道など凹凸のある道で。

調節部品を上下することで首振り設定できます。






900単位 ~

住改の手すり
と
連結できる! ?

- ①エンドの「コブ」が動作の変化をお知らせ。
手すり端部の「コブ」に手がかかると自然に動作が止まり、安全に次の動作へ移ることが出来ます。コブのサイズは100人以上にモニタリングを行い、滑りにくく痛くない最適な高さで丸みに。
- ②別売の「わたレールEK」で連続手すりにも。
45°までの角度調整も可能ですので、段差をまたいだ横手すりの設置も可能です。また、当社の住宅改修用屋外手すりシリーズ「BAUHAUSフリーレール」と連結させることもできます。
- ③手すりの高さは4段階で調整可能。
750~900mmの間、50mmピッチで調整できます。段差付近の低い側に設置する場合は高めに設定すれば、降りる際に前かがみになりすぎず、安心して使用できます。



Free
たよレールフリー

家じゅうどこでも使える安心の素材

手すり芯材や支柱にはステンレスを使用し、ベースプレートはスチールに耐水性のある樹脂を被覆しています。防カビ仕様で水や汚れにも強く、お手入れしやすい素材です。
またグリップ部分は汗や水で濡れた手でも滑りにくいう、ウレタン樹脂を使用しています。



足元に目印があって
立ち上がり
が
スムーズにできそう!



自由な使い方を生む独自のカタチ

どこからでも握りやすい「口」の形をした手すりは、上段の高さを最大827mmまで調整可能。立ち座りの補助はもちろんのこと、立位の保持や歩行補助にもお使いいただけるため、利用シーンが広がります。



5月開始予定
検討中



《何かご不明な点等ございましたら、下記にご連絡ください。》
(株)新和メディカル 諫早営業所 担当:
〒854-0053 諫早市小川町792-3
TEL:0957-47-6618 FAX:0957-47-6628
携帯:

頭の体操◇漢字クイズ②
読めたらすごい! 難読漢字!
ヒント: 春〇〇〇〇がおいしい季節ですね♪

甘藍