

しんわ通信 11月号

秋が深まり、朝晩の寒さが強くなってまいりました。
佐賀の11月といえば、バルーンフェスタ！空いっぱい飛ぶバルーンは見ていてワクワクしますね！
今年こそは早起きして見に行くぞー(^^)

今回のしんわ通信では
テレビ鑑賞や読書時間に最適な新商品のご紹介です。

こんなお困りごとありませんか？

ソファが低く
立ち座りが大変

座位でテレビを
見たい

ちょうど良い高さの椅子が
ないため居室で
シャワーチェアを使用

高い位置からだと
立ち上がれる

これまで
和室での生活で
椅子がない



その問題…

リフミアがあれば解決します！

安楽に座れる。
立ちあがりをサポートする。
パラマウントベッドの
電動リフトアップチェア「リフミア」は、
ベッドから出て自分らしい時間を過ごす
お手伝いをします。

そこに、あなたが
いるのがうれしい。



the human, for human
PARAMOUNT BED
リフミア
Lifmia
電動リフトアップチェア

POINT 1

長時間、
安楽に過ごすために

POINT 2


負担が少なく、
安全に、立ちあがるために

姿勢が安定しやすい座面を

お尻がずれにくく姿勢が安定しやすいように、座面を12°後傾させています。
前座高は40.5cm、高齢者に配慮した少し低めの設計です。

ゆとりのある座面幅を

窮屈さを感じにくくリラックスできるように、また、姿勢の自由度を高められるように、座幅少し広めの47cmとしています。



- ◎座面が水平方向に電動昇降するため
立ち座りをサポートしてくれます！
- ◎リビングになじみやすいデザインで
自然と日中の活動拠点になります

介護保険レンタル
800単位

《福祉用具のことならなんでもご相談ください》
(株)新和メディカル 武雄営業所
〒843-0023 武雄市武雄町昭和109
TEL: 0954-23-3605 FAX: 0954-22-2247