

しんわ通信 2月号



安価 * コンパクト * キャスター付 * 折りたたみ

移動もできる **ウーゴ君** のご紹介です！
シャワーチェア



介護施設での入浴時、


- ▶ 快適に入浴させたい
- ▶ 移動が大変...
- ▶ 費用面...
- ▶ シャワーキャリーは大きすぎる




これで解消！



シャワーチェアの使い心地を備え、さらに安全に移動もできる製品




使い心地の良いシャワーチェアをベースにしたキャスター付き製品。コンパクトサイズのため幅広い浴室環境で使用できます。




本体サイズ（座面低設定時）
W：490mm × H：770mm × D：745mm

重量：約 9.8kg
耐荷重：100kgまで
折りたたみ：可能（自立不可）
カラー：レッドオレンジ




背面パッド、座面パッド、アームレストパッド、ハンドルラバーは、抗菌・防カビ加工を施しています。




座面の高さは3段階調節可能。
低：450mm 中：470mm 高：500mm


一般的なユニットバスの縁高さに適合するよう設計。横り付け移乗がしやすいです。




フットレストは開閉収納式。シャワーチェアとしての使用時や立上りの際に足を妨げません。移動時は足を乗せて安全に使用できます。



キャスターのストッパーはワンプッシュで2動作同時ロック仕様。車輪の進行と方向転換の回転にロックがかかり安全です。



介助者が操作をしやすいようにハンドルの高さは4段階調節可能。個々に合わせた操作位置にする事で負担を軽減します。



あると便利なシャワーヘッドホルダーを付属。冬場の入浴時にシャワーでご利用者を温めながら洗体などがおこなえます。

入浴清拭料 のご紹介

水のいらない泡なしシャンプー
ウェット手袋



305円 税抜278円

- 入数 / 2枚 ■サイズ / 約25×25cm
- 素材 / 表: レーヨン・ポリプロピレン、裏: ポリプロピレン
- 香料 / フルーツ・フローラルの香り
- メントール成分で爽快感を得られ、みかんエキスで保湿効果が高いです。

TENAウェットウォッシュグローブ



286円 税抜260円

- サイズ / 15cm×23cm
- 枚数 / 5枚入

ふくだけ簡単 シャンプーナップ



550円 税抜500円

- サイズ / 20cm×23cm
- 袋 / 30枚入
- 水を使わず、拭き取りも不要なシャンプー用ウェットテッシュです。
- ほのかにスラスラの香り。

お湯のいらない泡シャンプー

入浴できない時も髪と頭皮スッキリ



1,100円 税抜1,000円

- 容量 / 200ml
- 香り / フローラルの香り
- コンディショニング成分配合で髪がざしみません。

ドライシャンプー フルーツーブーケ

洗い流し不要のスプレータイプシャンプー



1,320円 税抜1,200円

- スプレーするだけで頭皮のべたつき、ニオイを瞬時にリセット。
- 皮膚刺激フリー配合。
- 頭皮のかゆみをすっきりリフレッシュ。かゆみ抑制成分配合。

アラ! ドライナリシグ

お湯のいらない全身清拭料



550ml 税抜1,200円

- 香り / オレンジ精油の香り
- 成分 / オーガニックココナツオイル、グリチルリチン酸2K (甘草由来)
- 拭き取りも不要な全身清拭料。
- 汗、皮脂、ニオイも泡でスッキリ。

清拭料

お湯に溶かすだけでかんたんに洗浄、保湿

さっぱりタイプ しっとりタイプ

さっぱりタイプ

1,980円 税抜1,800円

しっとりタイプ

2,475円 税抜2,250円

- 容量 / 1L
- 香り / さっぱりタイプ: グリーンフローラルの香り、しっとりタイプ: ウッディフローラルの香り
- フラボノイド含有植物成分 (保湿成分)、植物性保湿成分配合。
- 約200回分。

うるおうからだふき 液体タイプ

かさつきがちなお肌をすべすべに保つ



1,210円 税抜1,100円

- 容量 / 400ml
- 香り / ウッディフローラルの香り
- お湯にとがしてふくだけ、すすぎ不要。
- 約80回分。

サラッピー (ボディ用洗浄フォーム) (533-180)

入浴できないときもお肌を清潔に



165g

1,540円 税抜1,400円

- アロエエキス配合で、保湿効果もバツグン。



株式会社 新和メディカル

担当:

- 福岡営業所 〒811-1314 福岡県福岡市南区の場1丁目27-4
- 福岡西営業所 〒819-0052 福岡市西区下山門1-20-4 3号室
- 福岡東営業所 〒811-1314 福岡県福岡市東区三苦5丁目4-30
- 北九州営業所 〒807-1131 北九州市八幡西区馬場山東2-9-9
- 武雄営業所 〒843-0023 佐賀県武雄市武雄町昭和109番地
- 佐世保営業所 〒859-3216 長崎県佐世保市勝海町278番2
- 諫早営業所 〒854-0053 長崎県諫早市小川町792-3
- 大村営業所 〒856-0826 長崎県大村市東三城町7-19 1F
- 長崎営業所 〒851-2121 長崎県西彼杵郡長与町岡郷551-5

- TEL 092-502-7244 FAX 092-502-7245
- TEL 092-836-8852 FAX 092-836-8853
- TEL 092-692-8715 FAX 092-692-8716
- TEL 093-618-8772 FAX 093-618-8773
- TEL 0954-23-3605 FAX 0954-22-2247
- TEL 0956-76-8236 FAX 0956-76-8237
- TEL 0957-47-6618 FAX 0957-47-6628
- TEL 0957-47-9998 FAX 0957-47-9946
- TEL 095-865-6883 FAX 095-865-6882