

階段昇降機のご案内!!(販売用)

タスカルSTⅢ(直線仕様モデル)



スペック

- レール幅 10cm
- 本体幅 24cm
- 耐荷重 92kg

特徴

- 業界最薄級!
- 座面が低床で移乗が行いやすい
- 座面の折りたたみ可能

階段昇降機ってナニ?

階段昇降機は、階段を移動する際の身体的負担を軽減し、安全に上下を行き来できるように設計された機械です。高齢者や車いすを使用する方、歩行に不安がある方などを対象に、自宅内の階段の利用をサポートします。階段昇降機は、使用者のニーズに応じて様々な形状や機能を有した福祉用具の一種です。

※施工費はレールの長さやコーナーの有無によって金額が変わります。

※お住いの市町村によっては助成金が受けられる場合がございます。

詳しくは担当営業までお声がけください

↓その他の昇降機もございます↓



販売用

タスカルアルーラ



販売用

シュブールX



介護保険レンタル

アルコー6000



介護保険レンタル

UD-320CS

お悩みありませんか？

在宅介護のトイレのお困りごとなら

無料お試し可能です！

D free

HomeCare

- ✔ 尿のたまり具合を見える化
- ✔ トイレの不安を解消します
- ✔ どなたでも安心、簡単に使えます

特定福祉
介護保険で購入可能
用具認定



▲ 専用お知らせ機器

DFreeの 仕組みと機能

①4つの超音波センサーで尿のたまり具合を常時モニタリング



人体に安全な超音波センサーを体に貼り付け、膀胱内の尿のたまり具合を捉えます。

②尿のたまり具合を10段階の数字で表示



通知機能

☀ トイレタイミングがわかる
「そろそろ」通知

尿がたまってきたことをお知らせします。膀胱の大きさは個人差があるので、そろそろ通知のタイミングは個別設定できます。

🔥 おむつ・パッドの交換目安がわかる
「でたかも」通知

排尿後にお知らせすることで、おむつ・パッドの交換タイミングを逃しません。

🚶 起き上がりがわかる
「起き上がり」表示

寝た状態から起き上がると、センサーが感知してお知らせ。夜間徘徊検知などにも利用可能！

🔋 その他の通知

DFreeの電池が無くなりそうな時や、通信が切れてしまっている時にもお知らせします。

お問い合わせ
株式会社 新和メディカル 営業所
担当